


Индикатор Контроля Вакцины (ИКВ)


ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Квадрат светлее,
чем наружный
круг**


Цвет внутреннего квадрата ИКВ
изначально имеет более светлый оттенок,
чем наружный круг.
Однако со временем и/или при воздействии
тепла его цвет будет темнеть.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Цвет квадрата
совпадает с
цветом
наружный круг**

Как только вакцина достигла или
превысила точку отмены,
цвет внутреннего квадрата будет таким же
как или темнее,
чем цвет наружного круга.



**Квадрат
темнее, чем
наружный
круг**


МОМЕНТ НЕГОДНОСТИ

Сообщите вашему руководителю

Накопленное со временем тепловое воздействие

Индикатор Контроля Вакцины (ИКВ)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Квадрат светлее,
чем наружный
круг**


Цвет внутреннего квадрата ИКВ изначально имеет более светлый оттенок, чем наружный круг. Однако со временем и/или при воздействии тепла его цвет будет темнеть.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Цвет квадрата
совпадает с
цветом
наружный круг**

Как только вакцина достигла или превысила точку отмены, цвет внутреннего квадрата будет таким же как или темнее, чем цвет наружного круга



**Квадрат
темнее, чем
наружный
круг**


МОМЕНТ НЕГОДНОСТИ

Сообщите вашему руководителю

Накопленное со временем тепловое воздействие

Индикатор Контроля Вакцины (ИКВ)


ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Квадрат светлее,
чем наружный
круг**


Цвет внутреннего квадрата ИКВ изначально имеет более светлый оттенок, чем наружный круг. Однако со временем и/или при воздействии тепла его цвет будет темнеть.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ



**Цвет квадрата
совпадает с
цветом
наружный круг**

Как только вакцина достигла или превысила точку отмены, цвет внутреннего квадрата будет таким же как или темнее, чем цвет наружного круга



**Квадрат
темнее, чем
наружный
круг**

МОМЕНТ НЕГОДНОСТИ

Сообщите вашему руководителю

Накопленное со временем тепловое воздействие